


# MKS® Osteo

## Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. 23.15.04.4001

Größen  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Stabile, osteoporotische und traumatische Wirbelkörperfraktur
- Schmerzen durch Fehlhaltung, z.B. Rundrücken
- Spondylodiscitis
- Tumor
- Nach Bandscheiben-OP
- Muskuläre Insuffizienz
- Spondylitis
- Wirbelvorderkantenfraktur
- Sinterfraktur
- Osteoporose
- Chronische Lumbalgie durch Hyperlordose
- Facettensyndrom
- Degenerative Veränderung der LWS und BWS
- Haltunginsuffizienz
- Hohlrundrücken

### Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Anpassbare Rückenplatte mit Aluminiumprofil
- Individueller Gurtverlauf
- Reklinationsgurte



### Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Osteo basiert auf dem Reklinationsprinzip.

Die beiden an der Rückenplatte befestigten Schultergurte richten die Wirbelsäule auf und entlasten dadurch die Brustwirbelsäule. Das breite Leibteil bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.

### Größen und Artikelnummern

Größe	Leibumfang	Art.-Nr. Leibhöhe / Rückenhöhe Reklination	Art.-Nr. Leibhöhe / Rückenhöhe Reklination	Art.-Nr. Leibhöhe / Rückenhöhe Reklination
		18 cm / S (46 cm)	18 cm / M (50 cm)	18 cm / L (56 cm)
1	60 - 70 cm	782C-1	782A-1	782B-1
2	70 - 80 cm	782C-2	782A-2	782B-2
3	80 - 90 cm	782C-3	782A-3	782B-3
4	90 - 105 cm	782C-4	782A-4	782B-4
5	105 - 120 cm	782C-5	782A-5	782B-5
6	120 - 135 cm	782C-6	782A-6	782B-6





BWK 3 bis LWK 5



## Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

Teilebezeichnung Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr 782.. Art.-Nr.

	C1	A1	B1	C2	A2	B2	C3	A3	B3	C4	A4	B4	C5	A5	B5	C6	A6	B6		
MKS® Osteo Rückenplatte mit Reklinationsgurten (S 46 cm)	•			•			•			•			•			•			761-066-S	
MKS® Osteo Rückenplatte mit Reklinationsgurten (M 50 cm)		•		•			•			•			•			•			761-067-S	
MKS® Osteo Rückenplatte mit Reklinationsgurten (L 56 cm)			•			•			•		•				•			•	761-068-S	
MKS® Leibteil Gr. 1 60 - 70 cm	•	•	•																582-001-S	
MKS® Leibteil Gr. 2 70 - 80 cm				•	•	•													582-002-S	
MKS® Leibteil Gr. 3 80 - 90 cm							•	•	•										582-003-S	
MKS® Leibteil Gr. 4 90 - 105 cm										•	•	•							582-004-S	
MKS® Leibteil Gr. 5 105 - 120 cm													•	•	•				582-005-S	
MKS® Leibteil Gr. 6 120 - 135 cm																•	•	•	582-006-S	

