

Lumbalstützorthese

HMV-Nr. 23.14.04.0009

Indikationen

- Mittelschwere Lumboischialgie mit leichtem Ausfall bei Bandscheibenprotrusion/Prolaps
- Mittelschweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese, Grad I, mit Lumbalgie
- Nach Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- Mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung bei kompliziertem Verlauf)
- LWS-Syndrom
- Lumbalgie
- Spondylarthrose
- ISG-Reizzustand
- Insuffizienz der Lendenmuskulatur

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Überbrückungsstäbe aus Federbandstahl
- Zusätzliche geteilte, doppelte Seitengurtung




Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Pontsana® basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich.

Größen und Artikelnummern

Größe	Leibumfang	Leibhöhe	Rückenhöhe	Art.-Nr.	Reduzierte Höhe		
					Leibhöhe	Rückenhöhe	Art.-Nr.
1	60 - 70 cm	18 cm	32 cm	582-801-S	16 cm	26 cm	582-801N-S
2	70 - 80 cm	18 cm	32 cm	582-802-S	16 cm	26 cm	582-802N-S
3	80 - 90 cm	18 cm	34 cm	582-803-S	16 cm	26 cm	582-803N-S
4	90 - 105 cm	18 cm	34 cm	582-804-S	16 cm	26 cm	582-804N-S
5	105 - 120 cm	18 cm	38 cm	582-805-S	16 cm	26 cm	582-805N-S
6	120 - 135 cm	18 cm	38 cm	582-806-S	16 cm	26 cm	582-806N-S
51	105 - 120 cm	18 cm	34 cm (reduziert)	582-8051-S			
61	120 - 135 cm	18 cm	34 cm (reduziert)	582-8061-S			



BWK 11 bis LWK 5



