

## Erhebungsbogen für Orthesen Versorgungen Rumpf

(Hinweis: Zur Weitergabe an den Leistungsträger)

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

optional Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker:In: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Alter: \_\_\_\_\_

Geschlecht: \_\_\_\_\_

Körpergröße: \_\_\_\_\_

Körpergewicht: \_\_\_\_\_

Diagnose: \_\_\_\_\_

Erstversorgung

Folgeversorgung

Grund der Neu-/Folgeversorgung: \_\_\_\_\_

### Ziel/Ziele der Versorgung:

Korrektur/Lenkung des Wachstums

Vermeidung/Linderung von Schmerzen

Stabilisierung von einem Gelenk

Stabilisierung von mehreren Gelenken

Vermeidung von Sekundärschäden

Erhaltung/Unterstützung des OP-Ergebnisses

Hilfestellung des Alltags

Hilfestellung im beruflichen Alltag

Erhöhung der Mobilität

## Versorgungsbereich

(bitte Bereiche ankreuzen)

LWK 1 - LWK 5



BWK 11 - LWK 5



BWK 9 - LWK 5



BWK 3 - LWK 5



Bei Bestellungen bitte kopieren  
 und ausgefüllt senden.  
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
 Fax: 08051-961 29 30

# Maßblatt Rumpf

Bestellung     Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_

**Leibhöhe**  
 Maximale vordere Höhe  
 des textilen Leibteils

**Höhe Vorderteil**  
 Gemessen von der  
 Oberkante des  
 Schambeins bis  
 zum Brustbein  
 (ca. 3-4 cm unter  
 dem Schlüsselbein)

**Leibumfang**  
 Gemessen an der Mitte  
 des Rumpfes (über dem  
 Bauchnabel)

**Rückenhöhe  
 Reklination**  
 Gemessen vom  
 Kreuzbein  
 (Anfang Gesäßfalte)  
 bis ca. 2-3 cm unter  
 Halswirbel C7

**Rückenhöhe**  
 Gemessen vom  
 Kreuzbein bis  
 ca. 2-3 cm unter den  
 Schulterblattspitzen

### Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_